

T5 - Estudo de processos com decaimento Radiativo

◦ Data: 08/12/2021

◦ Data execução: 09/12/2021

- Objetivos:
- Estudos a estatística do decaimento radiativo de ^{226}Ra e determinar a sua atividade total
 - Estudos o alcance de partículas α com a variação da distância fonte-detector
 - Determinar o tempo de semivida de ^{238}Pa

◦ Conceitos técnicos

Dois tipos de decaimento

"rápido" ($T_{1/2} \ll t$)

↑
T semivida

→ Atividade: $A \equiv \frac{dN}{dt}$

→ caso: ^{238}Pa

→ $N = N_0 \cdot 2^{-t/T_{1/2}}$

↓
átomos

→ Varia!

"lento" ($T_{1/2} \gg t$)

↑
+ taxa atividade

→ $A \approx \text{constante}$

→ $P(N) = \frac{M^N e^{-M}}{N!}$

↓
casos: Ambiente

→ ^{226}Ra
→ ^{238}U

→ probabilidade de decaimento de N átomos em Δt

→ $M \approx A \cdot \Delta t$

Nota: $T_{1/2}$

$^{238}\text{Pa} \sim 1 \text{ min}$

$^{238}\text{U} \sim 10^5 \text{ Anos}$

$^{226}\text{Ra} \sim 10^3 \text{ Anos}$

Alcance:

(Dependência distância fonte-emissor)

◦ $A_{\text{med. de}} = \frac{A_t \cdot S_{\text{det}}}{4\pi d^2} + A_{\text{ambiente}}$


→ A_t Área detector

→ d Distância fonte-detector

◦ $N(d) = N(0) \cdot e^{-\mu d}$

→ μ Distância atenuação

Montagem



Procedimento

o 1ª Parte: Ambiente (automática, com proteção)

→ Configuração: $\Delta T \sim 10s - 20s$; $N = 50 - 100$ (ou 200)

→ Fez estomáticos de Ambiente

o 2ª Parte: A_{Ra}^{226} (automática, com proteção)

→ Coloca a marca ^{226}Ra a $d \approx 5mm$

→ Configuração $\Delta T \sim 2s$

→ Medir para $n \in \{100; 200; 500\}$

→ Repetir para $d \sim 6cm$

o 3ª Parte: $A_{Ra}^{226}(d)$ (Manual com proteção)

→ Coloca d_{min} ; $\Delta t = 10s$; $N_{medida} = 30$; Verificar tudo

→ Seguir indicações Radiol

→ Depois de atingir $\Delta d = 30mm$ configurar para variação de 1cm

→ Verificar distância até chegar a Ambiente ($d_{máx} \approx 20cm$)

o 4ª Parte: $N_{pa}(t)$ (sem proteção automática)

→ Configuração $\Delta T \sim 3s - 5s$

→ Coloca fonte sem efeito e medir $n = 200$

→ Agitar fonte, medir $n = 200$

Repetir
Proteção com
cuidado

Novas Software:

→ Correção:

→ VMware Workstation → Play virtual Machine → Extra → Root

→ Configurar medidas:

→ Measure → time interval → OK

→ Guardar =

→ <File> → <Store>

↳ Máximo dados $n = 1000$

↳ Máximo de caracteres

! em ASCII